



POŠŤ: Na čistenie používajte jemnú špongiu. Silné nečistoty odstráňte pomocou čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte agresívne látky, napríklad alkohol alebo aceton! Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú spôsobené možnosťou vždy odkladať do puzdra, obráťte sa na odborníka. Použitie s poškriabanými alebo poškodenými nepoužívajte.

používejte jemný hadřík na brýle. Očistěte je vodou a jemným čisticím prostředkem, jako je alkohol. Po vyčištění je ukládejte pokud možno vždy do ochranného pouzdra. Brýle s poškozenými nebo poškozenými čočkami nepoužívejte.

S: Tisztításhoz csak puha szemüveg tisztító kenőanyagot szabad használni. Az erős szennyeződésekkel vízzel öblítőszerezettel kell eltávolítani. Oldószer, pl. alko -
hol vagy aceton használata nem javasolt! Legjobb, ha a
lencseket többen tárolják. Karcos vagy sérült lencsé -
ket nem szabad tovább használni.

PRIEŽIŪRA: Valymui naudokite tik minkštą ainių lęšių valymo servetėlę. Itin didelius nešvarumus nuplaukite vandeniu ir švelniu plovikliu. Nenaudokite tirpiklių tokių kaip alkoholis ir acetonas! Akinius geriausia laikyti specialiaame dėkle. Nenešiotikite subraižytų arba pažeistų lęšių.

BAKIM: Temizleme için sadece yumuşak silme mendilli kullanınız. Yoğun kirleri su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Alkol ve asetonlu sert çözücü maddeleri kullanmayınız. En iyisi her zaman için bir kılıfı muhafaza ediniz. Çizilmiş veya görmüş camları kullanmayınız.

KOPŠANA: Izmantotie mīksti
nā. Nomazgājiet lielus netīrumus
mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet š
ram, spirtu vai acetonu. Vienmēr g
Neizmantotie saskrāpētas vai bojā

NEGA: Za čiščenje očala. Močno umazane steklene površine očistite s sredstvom za pomivanje posode. V kot sta na primer alkohol ali vodo. Uporabite v ustreznem etuiju. Opomba: Nikoli ne uporabljajte več.

uporabljajte mehko krpico za
njo odstranite z vodo in blagim
je posode. Ne uporabljajte topil,
nol ali aceton! Očala shranjujte
praskanih in poškodovanih očal

CJA: do czyszczenia używać tylko miękkiej do czyszczenia okularów. Mocne zabrudzenia dać i łagodnym środkiem myjącym. Nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol lub aceton! Najlepiej przechowywać w etui. Nie używać zaryb uszkodzonych szkieł.

ПОЧИСТВАНЕ: За почистване използвайте мека кърпичка за очила. Ако очилата са по-замазани, измийте ги с вода и мек препарат за миене. Не вийте разтворители като алкохол или ацетон! Не е да ги съхранявате винаги в калф. Не ги мийте, ако стъклата са надраскани или повредени.

ÎNGRIJIREA: Utilizați doar o lavă ochelarii pentru curățare. Dacă ochelarii sunt foarte murdari, se curăță cu apă și un detergenț. Nu utilizați solvenți ca alcoolul sau acetona, deoarece pot împiedica păstrarea ochelarilor în toc. A nu se lăsa să se usuce detergiate sau deteriorate.

etă moale pentru șters
elarii sunt foarte mur-
nt de vase neagresiv.
acetona! Se recomandă
e utiliza cu lentilele zgâ-

Eschenbach Optik GmbH
 Theater Straße 252
 90429 Nürnberg • Germany
www.eschenbach-optik.com

Eschenbach Optik GmbH
Fürther Straße 252
90429 Nürnberg • Germany
www.eschenbach-optik.com

EN All sunglasses from Eschenbach meet the requirements of regulation (EU) 2016/425, 2017/745 and the DIN EN ISO 12312-1 standard, and consequently bear the CE marking. They also meet the ANSI Z80.3 (USA) and AS/NZS 1067.1:2016 (Australia/New Zealand) requirement standards.

PLEASE NOTE: Our sunglasses provide you with 100% protection from natural UV radiation. They are not suitable for looking directly into the sun, neither for protection from artificial light sources nor for use in solariums. Do not use in the dark or poor light conditions in road traffic.

You can find details of the filter category of your sunglasses on the inside of the temple. Please refer to the table in Fig. 1 for a description of the filter categories, their transmission values and recommended use.

Sunglasses in category 4 are not approved for use when driving.

Sunglasses and phototropic filters with a degree of light transmission of less than 75% in bright conditions must not be worn at dusk or at night in road traffic.

Sunglasses are not suitable for protecting the eyes from mechanical hazards such as impact.

Ensure that other people, especially children, are aware of these dangers!

CARE: Only use a soft glasses cloth for cleaning. Remove heavy dirt with water and a mild detergent. Do not use solvents such as alcohol or acetone! Preferably keep in a case. Do not use scratched or damaged glasses.

IT Tutti gli occhiali da sole del produttore Eschenbach soddisfano i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425, 2017/745 e della norma UNI EN ISO 12312-1, e sono quindi dotati del simbolo CE. Inoltre, essi soddisfano i requisiti delle norme ANSI Z80.3 (USA) e AS/NZS 1067.1:2016 (Australia/Nuova Zelanda).

AVVERTENZA: i nostri occhiali da sole vi proteggono al 100% dalla radiazione UV naturale. Essi non sono adatti all'osservazione diretta del sole né alla protezione da fonti luminose artificiali, e nemmeno all'utilizzo nei solarium. Non utilizzare nel traffico stradale al buio o pure in condizioni di luminosità ridotta. I dati sulla categoria di filtro dei vostri occhiali da sole si trovano sul lato interno della stanghetta. Per la descrizione della categoria di filtro, i relativi valori di trasmissione e l'impiego consigliato, si veda la tabella nell'immagine 1.

Gli occhiali da sole della categoria 4 non sono omologati per il traffico stradale. Gli occhiali da sole e i filtri fototropici con un grado di trasmissione della luce - in condizioni di luminosità – pari a meno del 75% non devono essere utilizzati nel traffico stradale al tramonto oppure di notte.

Gli occhiali da sole non sono adatti a proteggere gli occhi da pericoli meccanici come gli urti.

Avvertire anche le altre persone, soprattutto i bambini, a riguardo di questi pericoli!

Assicurarsi che altre persone, specialmente i bambini, siano consapevoli di questi pericoli!

CURA DEL PRODOTTO: per la pulizia utilizzare solo una salviettina morbida. Eliminare la sporcizia più intensa con acqua e con un detergente non aggressivo. Non utilizzare solventi come alcool o acetone. Conservare preferibilmente sempre in un astuccio. Non utilizzare più le lenti graffiate o danneggiate.

FR Toutes les lunettes de soleil de la maison Eschenbach répondent aux exigences de la réglementation (EU) 2016/425, 2017/745 et de la norme DIN EN ISO 12312-1, et portent ainsi le marquage CE. Elles répondent également aux exigences des normes ANSI Z80.3 (USA) et AS/NZS 1067.1:2016 (Australie/Nouvelle-Zélande).

REMARQUE : Nos lunettes de soleil vous protègent à 100% contre les rayons UV naturels. Elles ne sont pas appropriées pour une observation directe du soleil ni comme protection contre les sources de lumière artificielles et ne doivent pas être utilisées dans les cabines de bronzage. Ne pas utiliser en cas d'obscurité ou de luminosité restreinte lors de la circulation routière.

Vous trouverez les données relatives à la catégorie du filtre sur le côté intérieur des branches des lunettes. La description des catégories de filtre ainsi que leur facteur de transmission et l'utilisation recommandée se trouvent dans le tableau 1 de l'image 1.

Gli occhiali da sole della categoria 4 non sono omologati per il traffico stradale. Gli occhiali da sole e i filtri fototropici con un grado di trasmissione della luce - in condizioni di luminosità – pari a meno del 75% non devono essere utilizzati nel traffico stradale al tramonto oppure di notte.

Gli occhiali da sole non sono adatti a proteggere gli occhi da pericoli meccanici come gli urti.

Avvertire anche le altre persone, soprattutto i bambini, a riguardo di questi pericoli!

CURA DEL PRODOTTO: per la pulizia utilizzare solo una salviettina morbida. Eliminare la sporcizia più intensa con acqua e con un detergente non aggressivo. Non utilizzare solventi come alcool o acetone. Conservare preferibilmente sempre in un astuccio. Non utilizzare più le lenti graffiate o danneggiate.

GR Όλα τα γυαλιά ηλίου του οίκου Eschenbach πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/425, 2017/745 (ΕΟΚ) και του πρότυπου DIN EN ISO 12312-1 και φέρουν έτσι το σήμα CE. Επιπλέον πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ANSI Z80.3 (ΗΠΑ) και AS / NZS 1067.1:2016 (Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τα γυαλιά ηλίου της εταιρείας μας σας προστατεύουν 100% από τη φυσική υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν είναι κατάλληλα για την άμεση παρατήρηση του ηλίου ούτε προστατεύουν από τεχνητές πηγές φωτός όπως επίσης δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε σολάριουμ. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους στην οδική κυκλοφορία όταν είναι σκοτάδι ή μειωμένη φωτεινότητα.

Τα στοιχεία σχετικά με την κατηγορία φίλτρου των γυαλιών σας θα τα βρείτε στην εσωτερική πλευρά του σκελετού των γυαλιών. Περιγραφή των κατηγοριών φίλτρου, τιμές διαπερατότητας αυτών και προτεινόμενη χρήση θα βρείτε στον πίνακα στην εικ. 1.

Γυαλιά ηλίου της κατηγορίας 4 δεν έχουν την έγκριση για χρήση στην οδική κυκλοφορία.

Γυαλιά ηλίου και φωτότροπα φίλτρα με βαθμό μετάδοσης φωτός σε φωτεινή κατάσταση μικρότερο από 75% δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατά το οδήγηση ή τη νύχτα στην οδική κυκλοφορία.

Γυαλιά ηλίου δεν είναι κατάλληλα ως προστασία ματιών έναντι μηχανικών κινδύνων όπως κρούσεων. Να ενημερώνετε για αυτούς τους κινδύνους και άλλα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά!

Γυαλιά ηλίου δεν είναι κατάλληλα ως προστασία ματιών έναντι μηχανικών κινδύνων όπως κρούσεων. Να ενημερώνετε για αυτούς τους κινδύνους και άλλα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Για καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο ένα απαλό πανάκι γυαλιών. Ισχυροί λεκέδες απομακρύνονται με νερό και ήπιο απορροπτικό. Δεν επιτρέπεται η χρήση διαλυτών όπως αλκοόλη ή ακετόνη! Καλύτερα να φυλάσσονται πάντα μέσα σε θήκη. Δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση γυαλιών που παρουσιάζουν εκδορές ή βλάβες.

DK Alle solbriller fra Eschenbach opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, 2017/745 samt standarden DIN EN ISO 12312-1 og er derfor CE-mærket. Desuden opfylder solbrillerne kravene i standarderne ANSI Z80.3 (USA) og AS/NZS 1067.1:2016 (Australien/New Zealand).

OBS: Vores solbriller beskytter øjnene 100 % mod naturlige uv-stråler. De er ikke egnet til direkte observation af solen eller som beskyttelse mod kunstige lyskilder eller til brug i solarier. Må ikke anvendes i trafikken i mørke eller under svage lysforhold.

Oplysninger om solbrillernes filterkategori findes på indersiden af bøjlen. En beskrivelse af de forskellige filterkategorier inkl. lystransmission og den anbefalede brug fremgår af i skemaet i fig. 1.

Solbriller i kategori 4 er ikke godkendt til brug i trafikken. Solbriller og fotokromatiske (farveskiftende) filtre med en lystransmission på under 75 % under stærke lysforhold må ikke bruges i trafikken i skumringen eller om natten.

Solbriller er ikke egnede som øjenværn til beskyttelse mod mekaniske risici som fx stød og slag.

Gør også andre personer, især børn, opmærksom på disse risici!

Opasta myös muita henkilöitä, ennen kaikkea lapsia, kyseisistä vaaroista!

RENGØRING OG PLEJE: Solbrillerne må kun rengøres med en blød brillépudseklud. Hårdnakket snavs kan fjernes med vand og et mildt opvaskemiddel. Brug ikke opløsningsmidler som fx alkohol eller acetone! Bør så vidt muligt opbevares i et brillæstui. Solbriller med ridsede eller beskadigede glas må ikke længere bruges.

HOITO: Käytä puhdistukseen vain pehmeää silmälasien puhdistusliinaa. Poista pinttynyt lika vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Älä käytä mitään liuotavia aineita, kuten alkoholia tai asetonia! Aurinkolaseja kannattaa säilyttää aina kotelossa. Älä käytä naarmuuntuneita tai vioittuneita laseja.

FI Kaikki Eschenbachin aurinkolasit täyttävät asetuksen (EU) 2016/425, 2017/745 ja standardin DIN EN ISO 12312-1 vaatimukset, ja siksi niillä on CE-merkintä. Lisäksi ne täyttävät standardien ANSI Z80.3 (USA) ja AS/NZS 1067.1:2016 (Australia/Uusi-Seelanti) vaatimukset.

HUOMAUTUS: Aurinkolasimme suojaavat 100%:isesti luonnolliselta UV-säteilyltä. Ne eivät sovellu suoraan aurinkoa kohti katsomiseen tai suojaksi keinovalonlähteitä vastaan eivätkä myöskään solariumissa käytettäväksi. Niitä ei saa käyttää pimeässä tai hämärän aikana tieliikenteessä.

Tiedot aurinkolasiesi suodatusluokasta löydät sangan sisäpuolelta. Suodatusluokkien kuvaus, linssien valonlöpäisyarvot ja suositeltava käyttö löytyvät taulukon kuvasta 1.

Suojausluokan 4 aurinkolasit eivät ole sallittuja tieliikenteessä. Aurinkolaseja ja fototrooppisia suodattimia, joiden valonlöpäisyarvo on kirkaalla ilmalla vähemmän kuin 75%, ei saa käyttää hämärässä tai yöllä tieliikenteessä.

Aurinkolasit eivät sovellu silmien suojaksi mekaanisia vaaroja, kuten iskuja, vastaan.

Opasta myös muita henkilöitä, ennen kaikkea lapsia, kyseisistä vaaroista!

RU Все солнечные очки производства фирмы Eschenbach удовлетворяют требованиям предписания (ЕС) 2016/425, 2017/745 и стандарта DIN EN ISO 12312-1, и поэтому маркированы знаком «CE». Кроме того, они удовлетворяют требованиям стандартов ANSI Z80.3 (США) и AS/NZS 1067.1:2016 (Австралия/Новая Зеландия).

УКАЗАНИЕ: Наши солнцезащитные очки обеспечивают защиту на 100 % от естественного УФ-излучения. Они не предназначены для того, чтобы смотреть прямо на солнце, для защиты от источников искусственного освещения, а также для применения в солнцезащитных очках. Не использовать для участия в дорожном движении в темноте или в условиях пониженной освещенности. Категория фильтра ваших солнечных очков указана на внутренней стороне дужки очков. Описание категорий фильтров, их коэффициентов пропускания и рекомендуемая область применения приведены в таблице на рис. 1. Солнцезащитные очки категории 4 не предназначены для пользования при управлении транспортным средством. Солнцезащитные очки и фототропные фильтры с коэффициентом светопропускания в светлых условиях ниже 75 % запрещено носить при управлении транспортным средством в сумерках или ночью. Солнцезащитные очки не могут использоваться в качестве защиты глаз от механического воздействия, например, ударов.

Проинформируйте также других людей, в особенности детей, знали об этих опасностях!

УХОД: Для чистки применять только мягкую салфетку для очков. Сильные загрязнения удалять водой с добавлением мягкого моющего средства. Не применять растворители, например, спирт или ацетон! Лучше всего постоянно хранить очки в футляре. Поцарапанные и поврежденные стекла больше не использовать.

DE Alle Sonnenbrillen aus dem Hause Eschenbach erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, 2017/745 und der Norm DIN EN ISO 12312-1 und tragen somit das CE-Zeichen. Zusätzlich erfüllen sie die Anforderungen der Normen ANSI Z80.3 (USA) und AS/NZS 1067.1:2016 (Australien/Neuseeland).

HINWEIS: Unsere Sonnenbrillen schützen Sie zu 100% vor der natürlichen UV-Strahlung. Sie sind nicht geeignet zur direkten Sonnenbetrachtung oder zum Schutz vor künstlichen Lichtquellen und auch nicht zur Verwendung in Solarien. Nicht bei Dunkelheit oder verminderter Helligkeit im Straßenverkehr verwenden. Die Angaben der Filterkategorie ihrer Sonnenbrille finden sie auf der Innenseite des Brillenbügels. Beschreibung der Filterkategorien, deren Transmissionswerte und empfohlener Einsatz entnehmen sie bitte der Tabelle in Abb.1.

Sonnenbrillen der Kategorie 4 sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Sonnenbrillen und phototrope Filter mit einem Lichttransmissionsgrad in hellem Zustand von weniger als 75% dürfen in der Dämmerung oder bei Nacht im Straßenverkehr nicht getragen werden.

Sonnenbrillen sind nicht als Augenschutz gegen mechanische Gefährdungen wie Stöße geeignet.

Weisen Sie auch andere Personen, vor allem Kinder, auf diese Gefahren hin!

PFLERGE: Zur Reinigung nur ein weiches Brillenputztuch verwenden. Starke Verschmutzungen mit Wasser und einem milden Spülmittel entfernen. Keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Aceton verwenden! Am besten immer in einem Etui aufbewahren. Verkratze oder beschädigte Gläser nicht mehr verwenden.

PT Todos os óculos de sol da Eschenbach cumprem os requisitos do Regulamento (EU) 2016/425, 2017/745 e da norma DIN EN ISO 12312-1 e, portanto, ostentam a marca CE. Além disso, cumprem os requisitos das normas ANSI Z80.3 (EUA) e AS/NZS 1067.1:2016 (Austrália/Nova Zelândia).

NOTA: Os nossos óculos de sol protegem o utilizador 100% contra a radiação UV natural. Os óculos de sol não são adequados para olhar diretamente para o sol ou para proteger contra fontes de iluminação artificiais e não devem ser utilizados em solários. Não utilizar no trânsito rodoviário durante as horas de escuridão ou com claridade reduzida no trânsito.

OPMERKING Onze zonnebrillen beschermen u voor 100% tegen natuurlijke UV-straling. Zij zijn niet geschikt om direct in de zon kijken of als bescherming tegen kunstlichtbronnen en ook niet voor gebruik in solariums. Niet gebruiken in het donker of in verminderde helderheid op de weg.

U vindt de filtercategorie van uw zonnebril aan de binnenkant van de tempel. Beschrijving van de filtercategorieën, deras transmissiewaarden en aanbevolen gebruik vindt u in de tabel in Fig.1. Zonnebrillen van categorie 4 zijn niet goedgekeurd voor gebruik op de weg.

Os dados sobre a categoria do filtro dos seus óculos de sol constam na parte interior da haste dos óculos. A descrição das categorias do filtro, os seus valores de transmissão e a utilização recomendada constam na tabela na Fig. 1.

Óculos de sol da categoria 4 não são homologados para o trânsito rodoviário. Óculos de sol e filtros fototrópicos com um grau de transmissão de luz de menos de 75% não devem ser utilizados ao entrardecir ou durante a noite no trânsito rodoviário.

Zonnebrillen en fototrope filters met een lichtdoorlatingsgraad bij licht van minder dan 75% mogen in de schemering of s nachts niet op de weg gedragen worden.

Solglasögon är inte lämpliga som ögonskydd mot mekaniska risker, som t.ex. stötar.

Gör även andra personer och framför allt barn uppmärksamma på dessa risker!

SKÖTSEL: Använd en mjuk rengöringsduk för glasögon till rengöringen. Ta bort kraftig smuts med vatten och ett mildt diskmedel. Använd inga lösningsmedel så som alkohol eller aceton! Förvara helst i ett fodral. Använd inte repade eller skadade glasögon längre.

HOOLDUS. Puhastamiseks kasutage ainult pehmet prillipuhastuslappi. Tugevalt määrduvad prillid puhastage vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga. Kasutada ei tohi lahusteid, nagu alkohol ja atsetoon. Kõige parem on päikeseprille hoida prillikarbis. Kriimustatud või kahjustatud prillikliase ei tohi kasutada.

EE Kõik firma Eschenbach päikeseprillid vastavad määruse (EL) 2016/425, 2017/745 ja standardi DIN EN ISO 12312-1 nõuetele ning on tähistatud CE-märgisega. Lisaks vastavad need standardite ANSI Z80.3 (USA) ja AS/NZS 1067.1:2016 (Austraalia/Uus-Meremaa) nõuetele.

MARKUS! Meie päikeseprillid kaitsevad Teid UV-kiirguse eest 100%. Päikeseprillid ei sobi otse päikesele vaatamiseks, ei kaitse kunstlike valgusalikate eest ega sobi kasutamiseks solaariumis. Ärge kandke päikeseprille autojuhtimisel pimedal ajal või halbades valgustingimustes.

Teie päikeseprillide filtri kategooria on märgitud samaga siseküljele. Filtri kategooriate kirjelduse, tumeüldustmed ja kasutusotstarbe leiade joonisel 1 olevast tabelist.

Solglasögon i kategori 4 är inte godkända i trafiken. Solglasögon och fototropiska filter med en ljustransmissionsgrad i ljus tillstånd på mindre än 75 % får inte bäras i trafiken i skymningen eller på natten.

Solglasögon är inte lämpliga som ögonskydd mot mekaniska risker, som t.ex. stötar.

Gör även andra personer och framför allt barn uppmärksamma på dessa risker!

IV 类太阳镜不得用于道路交通中。

可能无法在黄昏或夜间在道路上佩戴太阳镜和向光性滤光器（明亮条件下透光率小于 75%）。太阳镜不适合作为防止机械危害，如撞击的眼部保护设备。

讓其他人，特別是兒童，意識到這些危險！

维护：使用柔软的眼镜布清洁。用水和中性清洁剂去除较重污垢。不要使用如酒精或丙酮这样的溶剂！最好始终将它们放在镜匣中保存。不要使用划伤或损坏的镜片。